

DER INTELLIGENTE STELLUNGSRÜCKMELDER

GEMÜ 12A0



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der elektrische Stellungsrückmelder GEMÜ 12A0 ist als Automatisierungsmodul unabhängig von Antriebsgröße und Steuerungsfunktion mit allen pneumatisch betätigten Prozessventilen mit Linearantrieb der neuen Produktgeneration kompatibel.

ANWENDUNGSBEREICHE



Biotechnologie



Pharmazie



Kosmetik



Nahrungsmittel &
Getränke

GEMÜ



leap.gemu-group.com



EINFACHE MONTAGE, INBE- TRIEBNAHME UND WARTUNG

- Einheitliche Anbauteile verkürzen Montagezeit
- Selbstinitialisierung und intuitive Fehleranalyse per GEMÜ App
- Automatische Endlagen-Nachjustierung steigert Prozesssicherheit

CONDITION MONITORING

- Integrierte Sensorik für vorausschauende Wartung und Predictive Maintenance
- Erhöhung Lebensdauer durch Anomalieerkennung
- Reduzierung externer Sensorik

KOMPAKTE UND ROBUSTE BAUWEISE

- Platzsparend und leicht zu reinigen
- Robustes, cleanes Design für sicheren Betrieb auch unter rauen Bedingungen
- Hohe Lebensdauer durch verschleißfreie, berührungslose Positionserfassung

INTUITIVES BEDIENKONZEPT

- Anzeige und Bedienung direkt am Ventil
- Schnelle Parametrierung per GEMÜ App, auch offline möglich
- IO-Link und ASi-5 für einfache Systemintegration

ERHÄLTlich FÜR MEMBRAN-, SITZ- ODER BODENABLASSVENTILE



GEMÜ D40



GEMÜ D41



GEMÜ S40



GEMÜ P40