
GEMÜ



NEU

GEMÜ D20

Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Edelstahl

Zuverlässiges Handventil mit gekammerter Membrane und abgedichtetem Handrad für 3-A®-Anwendungen

gemu-group.com

HYGIENISCH. EINFACH. KOMPAKT. EFFEKTIV.


Zuverlässiges Handventil mit gekammerter Membrane und abgedichtetem Handrad für 3-A®-Anwendungen

Das manuell betätigte Membranventil GEMÜ D20 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Die Membrane trennt den Antrieb hermetisch vom Betriebsmedium. Durch das abgedichtete Handrad eignet sich GEMÜ D20 besonders für 3-A®-Anwendungen. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl.

GEMÜ D20

Manuelles Membranventil

Mehr Infos online



Einfache & schnelle Wartung
Schnelle, sichere und einfache Membran- und Antriebsmontage:
Verkürzt Wartungszeiten, senkt Kosten und vermeidet Montagefehler

Neue Membrantechnologie
Wartungsarme, fest gekammerte Membrane:
Verlängert Wartungszyklen und verbessert Regelgenauigkeit

Optimiertes Körperdesign
Sehr hohe Kv-Werte durch gewichts- und strömungsoptimierten Ventilkörper:
Senkt Energiebedarf, schützt Medien und steigert die Leistung

Höchste Hygienestandards
Hermetisch abgedichtetes Handrad nach 3-A®-Standard:
Minimiert das Kontaminationsrisiko und qualifiziert das Ventil für die anspruchsvollsten Prozesse

Anwendungsbereiche
- Biotechnologie & Pharmazie
- Nahrungsmittel & Getränke

Pneumatische Membranventile der neuen Produktgeneration

GEMÜ D40

Leistungsstarkes Membranventil mit gekammerter Membrane

Mehr Infos online




GEMÜ D41

Leistungsstarkes Membranventil mit EasyLockTechnologie

Mehr Infos online





GEMÜ D20

GEMÜ D20 erfüllt mit seinem hermetisch abgedichteten Handrad und der fest gekammerten Membrane die strengsten Hygieneanforderungen – prozesssicher und wartungsarm für 3-A®-Anwendungen.



Ihr verlässlicher Zukunftspartner!

Unsere Experten sind persönlich, lokal und digital für Sie da. Gemeinsam entwickeln wir schnell und zielgerichtet die optimale Lösung für Ihre Herausforderung.

info@gemue.de

GEMÜ Gebr. Müller
Apparatebau GmbH & Co. KG
Gert-Müller-Platz 1
74635 Kupferzell
Deutschland
Tel.: +49 7940 123 0

Änderungen vorbehalten | 08/2026